

PROBETA DE VIDRIO BELLTRONIC DE 50 ML CON BASE REDONDA DE VIDRIO.

Código: BellProbVid-50ml

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML CON BASE REDONDA DE VIDRIO.. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML CON BASE REDONDA DE VIDRIO..
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML CON BASE REDONDA DE VIDRIO.

Referencia de nombre: PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML CON BASE REDONDA DE VIDRIO.

Dato del nombre: 50 ML

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)