



Termometro de mercurio Belltronic -10° a 200°C / 2°C

Código: BellTermM-10a200

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Termometro de mercurio -10° a 200°C / 2°C. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Termometro de mercurio -10° a 200°C / 2°C.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Termometro de mercurio -10° a 200°C / 2°C

Referencia de nombre: Termometro de mercurio -10° a 200°C / 2°C

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)