



Tubo centrifuga 15 ml esteril, paquete de 25 unidades

Código: BellTubCent-Suz15ml

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo centrifuga 15 ml esteril. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Tubo centrifuga 15 ml esteril, paquete de 25 unidades.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Tubo centrifuga 15 ml esteril

Referencia de nombre: Tubo centrifuga 15 ml esteril, paquete de 25 unidades

Dato del nombre: 15 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)