



## vaso precipitado plastico de 1000 cc

**Código:** BellVasoPreP-1000

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

vaso precipitado plastico de 1000 cc. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: vaso precipitado plastico de 1000 cc.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: vaso precipitado plastico de 1000 cc

Referencia de nombre: vaso precipitado plastico de 1000 cc

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

*Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.*

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)