



papel ph caja plastica, 4 colores, 100/paquete

Código: B-PapPH-014-100

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

papel ph caja plastica. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: papel ph caja plastica, 4 colores, 100/paquete.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: papel ph caja plastica

Referencia de nombre: papel ph caja plastica, 4 colores, 100/paquete

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)