



Caja de papel ph plastica azul, 80 unidades

Código: B-PapPH-014-80E

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Caja de papel ph plastica azul. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Caja de papel ph plastica azul, (80 unidades).
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Caja de papel ph plastica azul

Referencia de nombre: Caja de papel ph plastica azul, (80 unidades)

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)