



Balanza - 15kg - 0.1gr - Electronica - Con rs232

Código: BQ-A15

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de alta capacidad para pesaje industrial y de laboratorio: 15 kg × 0,1 g, calibración externa, interfaz RS232 y carcasa reforzada para uso continuo en banco.

1. Si necesitas 15 kg con lectura 0,1 g y salida RS232, esta es la ficha correcta.
2. Si necesitas otra capacidad de la misma línea (10 / 20 / 30 / 50 kg), pedí la variante correspondiente; no mezcles rangos.
3. Si solo necesitas 15 kg × 0,1 g en 220 V sin énfasis en RS232 industrial, evalúa ES-15K-4TS.

15 kg × 0,1 g; repetibilidad y linealidad ± 0,2 g

Plato 205 × 295 mm

RS232 para PC / impresora

ABS reforzado; filtro antivibración de 6 niveles

Calibración externa; modos de conteo, % , dinámico y acumulación

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	BQ-A15
Capacidad	15 kg
Resolución / legibilidad	0,1 g
Repetibilidad	± 0,2 g
Linealidad	± 0,2 g
Plato	205 × 295 mm
Carcasa (L × A × H)	320 × 310 × 120 mm
Temperatura de trabajo	12 °C - 28 °C; hasta 80 % HR
Calibración	Externa
Sensor	Celda de carga
Antivibración	Ajustable, 6 niveles
Display	LCD VATN retroiluminado
Tiempo de estabilización	3-10 s (ajustable)
Interfaz	RS232
Alimentación	Adaptador CA; batería interna recargable opcional



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Parámetro	Valor
Carcasa	ABS de alta resistencia

Aplicaciones

Pesaje industrial / de proceso hasta 15 kg
Registro en PC o impresora vía RS232
Conteo, porcentaje, acumulación y alarmas de límite
Laboratorio cuando se requiere capacidad alta con 0,1 g

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)