



Balanza - 30kg - 0.1gr - Electronica - con rs232 - para peso especific con gancho

Código: BQ-A30

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de alta capacidad: 30 kg × 0,1 g, calibración externa, interfaz RS232 y carcasa reforzada para uso continuo en banco.

1. Si necesitas 30 kg con lectura 0,1 g y salida RS232, esta es la ficha correcta.
2. Si necesitas otra capacidad de la misma línea (10 / 15 / 30 / 50 kg), pedí la variante correspondiente; no mezcles rangos.
3. Si necesitas pesaje bajo gancho, confirmá que esta variante lo incluye.

30 kg × 0,1 g; repetibilidad ± 0,2 g; linealidad ± 0,2 g

Plato 205 × 295 mm

RS232 para PC / impresora

ABS reforzado; filtro antivibración de 6 niveles

Calibración externa; modos de conteo, %, dinámico y acumulación

Preparada para pesaje con gancho inferior

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Valor - Calibres Y Galgas De Espesores - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Calibres Y Galgas De Espesores
País de Origen	Italia

Aplicaciones

Pesaje industrial / de proceso de alta capacidad

Registro en PC o impresora vía RS232

Conteo, porcentaje, acumulación y alarmas de límite

Laboratorio cuando se requiere capacidad alta con décimas de gramo

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelos Disponibles

Calibradores vernier serie precisión: capacidad hasta 1000 mm

Calibradores vernier serie taller: capacidad hasta 1000 mm

Calibradores electrónicos centesimales: capacidad hasta 1000 mm

Calibradores de orificios

Micrómetros de cuadrante (calibres de palpación)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)