



C02TTSLENG1 Capusula de Poliester sulfona de doble membrana de 0.22esterilizada

Código: C02TTSLENG1

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

C02TTSLENG1 Capusula de Poliester sulfona de doble membrana . Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: C02TTSLENG1 Capusula de Poliester sulfona de doble membrana de 0.22esterilizada.

Tipo: C02TTSLENG1 Capusula de Poliester sulfona de doble membrana

Referencia de nombre: C02TTSLENG1 Capusula de Poliester sulfona de doble membrana de 0.22esterilizada

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)