



Membranas de 2,8 " x 0,12 " (70 mm) (paquete/12)

Código: HM-4180.28.u

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Membranas de 2. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Membranas de 2,8 " x 0,12 " (70 mm).

Tipo: Membranas de 2

Referencia de nombre: Membranas de 2,8 " x 0,12 " (70 mm)

Dato del nombre: 70 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)