



Membranas, 4,0 " x 0,012 " (100 mm) (paquete/12)

Código: HM-4180.40.u

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Membranas. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Membranas, 4,0 " x 0,012 " (100 mm).

Tipo: Membranas

Referencia de nombre: Membranas, 4,0 " x 0,012 " (100 mm)

Dato del nombre: 100 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)