



Indicador Digital, 0.250" x 0.00005"

Código: HM-4470.025

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Indicador Digital. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Indicador Digital, 0.250" x 0.00005".

Tipo: Indicador Digital

Referencia de nombre: Indicador Digital, 0.250" x 0.00005"

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)