



Divisor de muestras de gran Cap 20ltrs, anchos ranura ajust a partir de 12,5mm

Código: UTA-0320

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

N 932-2; ASTM C702; BS 812:1, 1377:1, 1924:1

UTA-0320 Cuarteador para Muestras de Alta Capacidad está usado para dividir agregados. El ancho de las ranuras (espacios) es ajustable de 12,5 mm a 100 mm y el cuarteador está equipado con 25 canales con una charola de 20 lts. de capacidad.

El Cuarteador para Muestras de Alta Capacidad viene completo con;

- Bandeja de Recogida de Muestras / 2 pcs.

Dimensiones	740x485x990 mm
Peso (Aprox.)	50 kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)