



Viscosimetro capilar Cannon-Fenske routine, Serie 100, visc de 3 - 15 cSt.

Código: Viscosimetro C. CV004-204

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Viscosimetro capilar Cannon-Fenske routine. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Viscosimetro capilar Cannon-Fenske routine, Serie 100, visc de 3 - 15 cSt..

Tipo: Viscosimetro capilar Cannon-Fenske routine

Referencia de nombre: Viscosimetro capilar Cannon-Fenske routine, Serie 100, visc de 3 - 15 cSt.

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)