



Viscosimetro rotacional Viscolead ONE L

Código: VL100003

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Viscosimetro rotacional Viscolead ONE L. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Viscosimetro rotacional Viscolead ONE L.

Tipo: Viscosimetro rotacional Viscolead ONE L

Referencia de nombre: Viscosimetro rotacional Viscolead ONE L

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	VL100003
Modelo	Viscolead ONE L
Marca	Fungilab
Velocidad	0,3 - 100 rpm
Cobertura de medición	20 - 2.000.000 cP
Temperatura	Consultar ficha
Husillos / sistema	4 husillos L, AISI 316
Rango de viscosidad	20 - 2.000.000 cP
Tipo	Viscosímetro rotacional
Exactitud	±1 % de escala completa
Repetibilidad	0,2 %
Número de velocidades	18

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)