



Inteligente
capacidad Max. 6000g a 15000g
legibilidad : 0.1g a 1g (Depende del modelo)

01-02-09-0703 | Categorías: 0.1g/0.2g/0.5g |

Balanza digital 15 kg x 0,1 g (equiv. B-01-02-09-0703)

Código: XU150001HG

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 15 kg x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 15 kg x 0,1 g.

Tipo: Balanza digital 15 kg x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 15 kg x 0,1 g

Dato del nombre: 15 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	XU150001HG
Modelo	XU150001HG
Configuracion	15 kg - 0,1 g
Capacidad	15 kg
Legibilidad	0,1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)