




Balanza digital 500 g x 0,01 g (equiv. B-01-02-03-0604)

Código: XU5002H

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 500 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 500 g x 0,01 g.

Tipo: Balanza digital 500 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 500 g x 0,01 g

Dato del nombre: 500 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU5002H
Modelo	XU5002H
Configuración	500 g - 0,01 g
Capacidad	500 g
Legibilidad	0,01 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)