



Cuchara

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cuchara de laboratorio; variantes de talla M / XL / XXL.

1. Elegí la talla (M / XL / XXL) según el volumen a transferir.

Tallas M / XL / XXL

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Dosificación de sólidos

Transferencia de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)