



Sondas UT para medidores de espesor

Código: UT-PROBES-FOR-THICKNESS-GAUGES

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fuente del fabricante: <https://novotest.biz/ut-probes/>

Sondas de doble elemento para medidores de espesor UT, diseñadas para distintas aplicaciones como monitoreo de corrosión, inspección de tuberías, ensayos aeroespaciales, automotrices y marinos, para asegurar alto rendimiento y eficiencia en las necesidades de inspección.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
10 MHz	0.45 - 300 mm 0.017 - 11.81 in. 1.2 3.9 Ø12 15 Ø0.47 0.59 6/2 0.23/2
5 MHz	0.8 - 500 mm 0.031 - 19.68 in. 1.2 3.9 Ø15 - ? 19.5 - ? Ø0.59 0.75 10/2 0.39/2
2.5 MHz	2.5 - 1000 mm 0.098 - 39.37 in. 1.2 3.9 Ø19 21 Ø0.74 0.83 12/2 0.47/2
2 MHz	3 - 1200 mm 0.118 - 47.24 in. 1.2 3.9 Ø Ø - 20/2 0.78/2
1.25 MHz	4 - 1500 mm 0.157 - 59.05 in. 1.2 3.9 Ø30 35 Ø1.18 1.37 20/2 0.78/2
10 MHz	0.6 - 40 mm 0.023 - 1.57 in. 1.2 3.9 Ø20 35 Ø0.78 1.37 6/2 0.23/2
5 MHz	2.0 - 300 mm 1.2 3.9 Ø20 35 Ø0.78 1.37 10/2 0.39/2
2.5 MHz	4.0 - 200 mm 0.157 - 7.87 in. 1.2 3.9 Ø20 35 Ø0.78 1.37 12/2 0.47/2
10 MHz	0.45 - 300 mm 0.017 - 11.81 in. 1.2 3.9 Ø - Ø ? 6/2 0.23/2
5 MHz	0.8 - 300 mm 0.031 - 19.68 in. 1.2 3.9 Ø49 57 Ø1.92 2.24 10/2 0.39/2
2.5 MHz	2.5 - 1000 mm 0.098 - 39.37 in. 1.2 3.9 Ø - Ø ? 12/2 0.47/2
5 MHz	2.0 - 300 mm (3.5 - 30 mm 10 32.8 Ø30 114 Ø1.18 4.48 10/2 0.39/2
20	65.8
30	98.4
10 MHz	0.4 - 15 mm 0.015 - 0.59 in. 1.2 3.9 ? ? ? ? ? ? (2×3)×2 (0.07×0.11)×2
3.3 MHz	0.8 - 300 mm 0.03 - 11.81 in. 1.2 3.9

Componentes y Accesorios

Productos relacionados publicados por el fabricante

- Medidor de espesor ultrasónico NOVOTEST UT-2A (A-scan)
- Medidor de espesor ultrasónico NOVOTEST UT-1M
- Medidor de espesor ultrasónico NOVOTEST UT-1M-ST



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Medidor de espesor ultrasónico NOVOTEST UT-1M-IP

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)