

Bloques de referencia

Código: REFERENCE-BLOCKS

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fuente del fabricante: <https://novotest.biz/calibration-blocks/>

Asegure la precisión en ensayos ultrasónicos con bloques de calibración de alta calidad de NOVOTEST. Diseñados para cumplir estándares industriales.

Especificaciones técnicas

El fabricante no publica una tabla técnica separada para esta página. La información disponible se mantiene en descripción técnica y productos relacionados publicados por el fabricante.

Componentes y Accesorios

Productos relacionados publicados por el fabricante

- Transductores ultrasónicos
- Detector de fallas ultrasónico NOVOTEST UD2301
- Detector de fallas ultrasónico NOVOTEST UD2303
- Detector de fallas ultrasónico NOVOTEST UD3701

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)