



Maquina De Molienda De Corindon De Laboratorio

Código: ceramic-29

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Para un afino homogéneo sin alterar el tono de color de los esmaltes utilizados en la industria cerámica.

También es adecuado para el refinado de diversos productos utilizados por fábricas de pinturas, industrias químicas, laboratorios, industrias alimentarias, etc. Rectificado con cualquier tipo de componente (poligícoles, aceites, agua, etc.), utilizando muelas de corindón. Tiempos de molienda extremadamente cortos. Con posibilidad de ajuste micrométrico del grado de finura, mediante giro de un volante especial. Superficies en contacto con el producto a refinar en acero inoxidable. Alimentación 400 V trifásica 50 Hz.

Clasificación Precisa

Separación granulométrica exacta para análisis y control de calidad.





Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Valor - Tamizar - Refinación - Ceramic Instruments
Característica	Valor
Nombre del Producto	Máquina De Molienda De Corindón De Laboratorio
País de Origen	Italia

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)