



Abrasímetros De Abrasion Profunda Ap/24 Y Ap/24/Lc

Código: N/D

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Abrasimetro sobremesa mod. AP/24.

Para ensayos de abrasión de muestras sin esmalte. Viene con nr. 2 kg de polvo de corindón blanco FEPA 80. Medidas aparato: cm. 63x65x74. Peso neto: 60 kg. VOLTAJE: 230V, monofásico, 50/60Hz.

Normas: UNI EN ISO 10545-6, UNI EN 14617-4, UNI EN 1344, Annexe 2 Cahier 3778_V6 - Juillet 2024, Annexe 3 Cahier 3778_V6 - Juillet 2024 La prueba consiste en exponer el material a la acción abrasiva de un disco de acero que gira en contacto con la superficie de la muestra. Se hace caer algo de corindón entre la muestra y el disco. Posteriormente, se mide la longitud del cordón de la huella y se calcula el volumen del material eliminado. Este último actuará como el parámetro de referencia para la clasificación de la prueba.

Características generales Estructura de chapa metálica pintada con polvo epoxi. Patas amortiguadoras de vibraciones. Contenedor de corindón de 600 cc. Sistema de caída de corindón accionado automáticamente. La presión constante de la muestra de prueba sobre el disco de abrasión se logra mediante un sistema de contrapesos.

Ciclo de prueba automático. Programación mediante un panel de control electrónico con teclado y pantalla LCD. Puerta frontal de seguridad con microinterruptor.

Ventajas principales

- Calibrado y listo para ser usado
- Ciclo de prueba automático
- Repetibilidad y confiabilidad
- Alta robustez
- Fácil de usar
- Dimensiones compactas
- Precio muy competitivo



Abrasimetro sobremesa mod. AP/24/LC.

Para ensayos de muestras de cemento, hormigón y piedras naturales. Viene con nr. 10 kg de polvo de corindón blanco FEPA 80. Medidas aparato: cm. 63x65x90. Peso neto: 65 kg. VOLTAJE: 230V, monofásico, 50Hz.

Especificaciones técnicas

MODELO	AP/24	AP/24/LC
SKU	01CI0115/0	01CI0110/2
Incluye	2 kg de polvo de corindón blanco FEPA 80.	10 kg de polvo de corindón blanco FEPA 80.
Medidas aparato	63x65x74 cm.	63x65x90 cm.
Peso neto	60 kg	65 kg
Voltaje	230V, monofásico, 50/60Hz	230V, monofásico, 50Hz

Componentes y Accesorios

Modelo	AP/24	AP/24/LC
Accesorio	01CI0107/B Placa de sílice fundida para calibración, 100x100x5 mm.	01CI0108/1 Placa de m��rmol boullonnaise, 115x115x50 mm  Art. 01CI0108/1
Piezas de repuesto:	01CI0115/A Disco estandarizado de abrasi��n (peso neto: 2.5 kg). 01CI0101/B 1 kg de corind��n FEPA 80.	01CI0110/A Disco de acero � 200x70 mm
IMB3	Caja de madera ISPM15	

Galer  a de im  genes

Mostrando hasta 6 im  genes de la galer  a.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotizaci  n](#)