




Calibres Y Galgas De Espesores

Código: ceramic-51

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Calibradores vernier serie precisión: capacidad: mm.300 mm.500 mm.600 mm.800 mm.1000 Calibradores vernier serie taller: capacidad: mm.300 mm.500 mm.600 mm.1000 Calibradores electrónicos centesimales: capacidad: mm.150 mm.300 mm.500 mm.1000 Calibradores de orificios Micrómetros de cuadrante (calibres de palpación)

Calibradores vernier serie precisión: capacidad: mm.300 mm.500 mm.600 mm.800 mm.1000 Calibradores vernier serie taller: capacidad: mm.300 mm.500 mm.600 mm.1000 Calibradores electrónicos centesimales: capacidad: mm.150 mm.300 mm.500 mm.1000 Calibradores de orificios Micrómetros de cuadrante (calibres de palpación)

Control Preciso de Temperatura

Sistemas avanzados para una gestión exacta de los ciclos de cocción.

Distribución Uniforme del Calor

Asegura un tratamiento térmico homogéneo en toda la carga.

Aislamiento Eficiente

Materiales refractarios de alta calidad para minimizar pérdidas de calor.



Especificaciones técnicas

Especificación	[ceramic - 51] Calibres Y Galgas De Espesores
Característica	Valor
Nombre del Producto	Calibres Y Galgas De Espesores
País de Origen	Italia

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)