



Deflectometro liviano de laboratorio ZORN LAB

Código: ZRN-ZORN-LAB

Marca: Zorn

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Define el módulo objetivo en probetas compactadas antes de salir a obra.
- Golpe controlado y electrónica integrada para reproducibilidad en laboratorio.
- Resultados correlacionables con deflectómetros livianos de campo.
- Ideal para ajustar curvas Evd vs. densidad en suelos estructurales.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)