



BALANZA BELLTRONIC 500G

za Belltronic
Pantalla : LCD (azul blanca de fondo)
Energía : 220V/110V
Unidades : g, ct, oz, lb, x, %, pcs
Capacidad Max : 60g a 500g
Legibilidad : 0.001g / 1mg
Peso Bruto (kg): 3

B-01-02-02-0205 | Categorias: 0.001g/0.002g/0.005g |

Balanza digital 300 g x 0,001 g (equiv. B-01-02-02-0404)

Código: BB-3003B
Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 300 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 300 g x 0,001 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 300 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 300 g x 0,001 g

Dato del nombre: 300 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	BB-3003B
Modelo	BB-3003B
Configuración	300 g - 0,001 g
Capacidad	300 g
Legibilidad	0,001 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)