



Reloj comparador, 1.000" X 0.001"

Código: H-4158.1

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Reloj comparador. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Reloj comparador, 1.000" X 0.001".

Tipo: Reloj comparador

Referencia de nombre: Reloj comparador, 1.000" X 0.001"

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)