



Equipo de prueba equivalente a arena con estuche

Código: H-4340

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo de prueba equivalente a arena con estuche. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Equipo de prueba equivalente a arena con estuche.

Tipo: Equipo de prueba equivalente a arena con estuche

Referencia de nombre: Equipo de prueba equivalente a arena con estuche

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4340	Juego de prueba equivalente a arena H-4340 con estuche
	H-4341	Juego de prueba equivalente a arena H-4341 sin estuche

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4378	Agitador de arena equivalente H-4378 , funcionamiento manual.

Repuestos publicados

9 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-4340.1	Cilindro graduado, plástico
Sin imagen	H-4340.2.2	Tubo de látex (pies)
Sin imagen	H-4340.5	Tapón de caucho macizo H-4340.5
Sin imagen	H-4340.2.6	Tubo de riego H-4340.2.6
Sin imagen	H-4340.3	Conjunto de pie con peso
Sin imagen	H-4340.2	Conjunto de sifón H-4340.2
Sin imagen verificada	H-8630	Grifo de presión (Day's)
Sin imagen	H-4340.4	Embudo de boca ancha, 8 oz.
Sin imagen	H-1350.3SP	Lata medidora H-1350.3SP , 3 oz.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)