



## Bandeja de posicionamiento de muestras de acero inoxidable con boquilla

**Código:** INGCIVIL-593623

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Bandeja de acero inoxidable para posicionamiento de muestras con boquilla

76 x 102 x 406 mm (3" x 4" x 16.375") con boquilla.

Bandeja de posicionamiento de muestras de acero inoxidable con boquilla

Bandeja de posicionamiento de muestras de acero inoxidable con boquilla - Bandeja de posicionamiento de muestras de acero inoxidable con boquilla

| Imagen                                                                             | Código    | Descripción                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | H-3185TSA | H-3185TSA Bandeja de posicionamiento de muestras de acero inoxidable con boquilla |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)