



Bandeja de muestra de acero inoxidable

Código: INGCIVIL-593872
Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bandeja de muestras de acero inoxidable

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C666

Bandeja de muestra de acero inoxidable

Bandeja de muestras de acero inoxidable - Bandeja de muestras de acero inoxidable

Imagen	Código	Descripción
	H-3185TA	H-3185TA Bandeja de muestras de acero inoxidable - 3" x 4" x 16.375 (76 x 102 x 406 mm) muestras
	H-3185TM	H-3185TM Bandeja de muestras de acero inoxidable - 100 x 100 x Muestras de 400 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)