




Balanza - 300gr - 0.0001gr - de Calibracion

Código: B-01-02-01-0304

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de precisión 300 g × 0,0001 g.

1. Confirma 300 g / 0,0001 g.

300 g

0,0001 g

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-01-0304
Modelo	B-01-02-01-0304
Configuración	300 g - 0,0001 g
Tipo	Balanza analítica
Capacidad	300 g
Legibilidad	0,0001 g
Resolución	0,0001 g (0,1 mg)
Calibración	Calibración interna
Estructura del sensor	Electromagnética
Interfaz	RS232
Alimentación eléctrica	CA 220-240 V 50 Hz / 110-120 V 60 Hz
Tamaño de escala	80/90 mm
Plataforma	Plato redondo de acero inoxidable

Aplicaciones

Pesaje de precisión
Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)