



Balanza - 500gr - 0.001gr - Belltronic - calibracion externa - B-01-02-02-0605

Código: B-01-02-02-0605

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fuente tecnica sin tabla cuantificable para esta plantilla.

Validacion tecnica del modelo unico

1. Este producto se presenta como 1 modelo tecnico en la tabla actual.
2. La fuente de esta plantilla no incluye parametros tecnicos medibles suficientes para validar desempeno.
3. Resolucion/division observada: 500 g / 0.001 g.

Características tecnicas clave

Fuente tecnica sin parametros cuantificables para esta plantilla.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	500 g - 0,001 g
Modelo	B-01-02-02-0605
Configuración	500 g - 0,001 g
Tipo	Balanza de precisión
Capacidad	500 g
Legibilidad	0,001 g
Resolución	0,001 g (1 mg)
Calibración	Calibración externa
Alimentación eléctrica	CA / batería recargable
Tamaño de escala	Ø90 mm
Plataforma	Plato redondo
Gancho	Opcional

Aplicaciones

Aplicaciones y alcance tecnico



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Caso recomendado: use este modelo cuando los valores observados en el descriptor cumplan su requerimiento de capacidad y resolución.
- Resolución/división observada: 500 g / 0.001 g.
- Calibración observada: externa.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)