



Balanza - 1000gr - 0.01gr - Belltronic

Código: B-01-02-03-0106

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características técnicas clave

- Tiene una interfaz RS232 que se puede conectar a la impresora y al ordenador
- Capacidad Max : 1000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto : 3 (kg)

Modelo	B-01-02-03-0106
Capacidad Max (g)	1000g
Legibilidad (g)	0.01g
Tamaño del Platillo (mm)	Φ130mm
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)
Energía	220V / 110v; Baterías secas, batería recargable (opcional)
Unidades	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs
Dimensión del Esquema (cm)	30×19×10
Tamaño del Empaque (cm)	33×28×15
Estándar	RS232, caja de batería seca, peso (1g - 500g)
Opcional	Protector de vidrio contra el viento , gancho para peso inferior , batería recargable, impresora (impresora de matriz de puntos, impresora térmica)
Peso Bruto	3 kg

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-03-0106
Modelo	B-01-02-03-0106
Configuración	1000 g - 0,01 g

Especificación	B-01-02-03-0106
Tipo	Balanza de precision
Capacidad	1000 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Calibracion	Calibracion externa
Estructura del sensor	Celda de carga
Alimentacion electrica	CA / bateria recargable
Plataforma	Plato o plataforma segun capacidad

Aplicaciones

Aplicaciones y alcance tecnico

- Caso recomendado: use este modelo cuando los valores observados en el descriptor cumplan su requerimiento de capacidad y resolucion.
- Resolucion/division observada: 1000 g / 0.01 g.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)