



Balanza - 2000gr - 0.01gr - Belltronic - calibracion externa - B-01-02-03-0107

Código: B-01-02-03-0107

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fuente tecnica sin tabla cuantificable para esta plantilla.

Validacion tecnica del modelo unico

1. Este producto se presenta como 1 modelo tecnico en la tabla actual.
2. La fuente de esta plantilla no incluye parametros tecnicos medibles suficientes para validar desempeno.
3. Resolucion/division observada: 2000 g / 0.01 g.

Características tecnicas clave

Fuente tecnica sin parametros cuantificables para esta plantilla.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	2000 g - 0,01 g
Modelo	B-01-02-03-0107
Configuracion	2000 g - 0,01 g
Capacidad	2000 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Aplicaciones y alcance tecnico

- Caso recomendado: use este modelo cuando los valores observados en el descriptor cumplan su requerimiento de capacidad y resolucion.
- Resolucion/division observada: 2000 g / 0.01 g.
- Calibracion observada: externa.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)