



Balanza - 200gr - 0.01gr - Externa - Belltronic

Código: B-01-02-03-0502

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio 200g × 0.01g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 200g y legibilidad 0.01g.
2. Verifica alimentación 110/220 V o batería según tu uso.

200g
0.01g
Pantalla LCD
RS232

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-03-0502
Modelo	B-01-02-03-0502
Configuracion	200 g - 0,01 g
Capacidad	200 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio
Control de calidad
Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)