



Balanza - 1000g - 0.01g - Celda Carga - Externa - Belltronic - B-01-02-03-0506

Código: B-01-02-03-0506
Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Capacidad Max : 1000g
- Legibilidad : 0.01g
- Peso Bruto : 2 kg

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-03-0506
Modelo	B-01-02-03-0506
Configuracion	1000 g - 0,01 g
Capacidad	1000 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision
Tamaño del platillo (mm)	Φ130mm
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)
Energía	220V/110V; Opcional: batería recargable
Unidades	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs
Dimensión del esquema (cm)	25×18×8
Tamaño de embalaje (cm)	22×12×28
Estándar	Manual de instrucciones
Opcional	Batería recargable, Protector de vidrio contra el viento, gancho para peso inferior, interfaz RS232
Peso Bruto	2 kg

Aplicaciones

Aplicaciones y alcance tecnico

- Caso recomendado: use este modelo cuando los valores observados en el descriptor cumplan su requerimiento de capacidad y resolucion.
- Capacidad observada en descriptor: 1000 g / 0.01 g.
- Resolucion/division observada: 1000 g / 0.01 g.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)