



Balanza - 4000gr - 0.1gr - Digital - Belltronic

Código: B-01-02-03-0609

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 4000 g × 0,01 g.

1. Confirma 4000 g / 0,1 g.

4000 g

0,1 g

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-03-0609
Modelo	B-01-02-03-0609
Configuración	4000 g - 0,1 g
Tipo	Balanza de precision
Capacidad	4000 g
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Calibracion	Calibracion externa
Estructura del sensor	Celda de carga
Alimentacion electrica	CA / bateria recargable
Plataforma	Plato o plataforma segun capacidad

Aplicaciones

Pesaje digital

Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)