



Balanza - 5000gr - 0,01g - digital - calibracion externa - B-01-02-03-0610

Código: B-01-02-03-0610

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio 5000g × 0.01g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 5000g y legibilidad 0.01g.
2. Verifica alimentación 110/220 V o batería según tu uso.

5000 g

0.01g

Pantalla LCD

RS232

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-03-0610
Modelo	B-01-02-03-0610
Configuracion	5000 g - 0,01 g
Capacidad	5000 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio

Control de calidad

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)