



Balanza - 6kg - 1gr - calibracion externa - belltronic - B-01-02-04-0201

Código: B-01-02-04-0201

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio 6000g × 1g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 6000g y legibilidad 1g.
2. Verifica alimentación 110/220 V o batería según tu uso.

6000g

1g

Pantalla LCD

RS232

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-04-0201
Modelo	B-01-02-04-0201
Configuracion	6 kg - 1 g
Capacidad	6 kg
Legibilidad	1 g
Resolucion	1 g
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio

Control de calidad

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)