



Balanza - 10kg - 1gr

Código: B-01-02-04-0203

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio 10000g (10kg) × 1g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 10000g (10kg) y legibilidad 1g.
2. Verifica alimentación 110/220 V o batería según tu uso.

10000g (10kg)

1g

Pantalla LCD

RS232

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-04-0203
Modelo	B-01-02-04-0203
Configuracion	10 kg - 1 g
Capacidad	10 kg
Legibilidad	1 g
Resolucion	1 g
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio

Control de calidad

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)