



Balanza - 15kg - 1gr - Belltronic

Código: B-01-02-04-0204

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza 15 kg × 1 g.

1. Confirma 15 kg / 1 g.
 - 15 kg
 - 1 g

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-04-0204
Modelo	B-01-02-04-0204
Configuracion	15 kg - 1 g
Tipo	Balanza de alta capacidad
Capacidad	15 kg
Legibilidad	1 g
Resolucion	1 g
Calibracion	Calibracion externa
Estructura del sensor	Celda de carga
Alimentacion electrica	CA / bateria recargable
Plataforma	Plato o plataforma segun capacidad

Aplicaciones

Pesaje
Laboratorio / control

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)