



## Balanza - 300kg - 10gr - Calibracion externa - Belltronic

**Código:** B-01-02-05-0104

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Balanza de plataforma 300 kg × 10 g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 300 kg y legibilidad 10 g.
2. Verifica tamaño de platillo 500 × 400 mm.

Platillo 500 × 400 mm

Pantalla LCD

Interfaz RS232

## Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

| Especificación         | B-01-02-05-0104                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Modelo                 | B-01-02-05-0104                    |
| Configuracion          | 300 kg - 10 g                      |
| Tipo                   | Balanza de alta capacidad          |
| Capacidad              | 300 kg                             |
| Legibilidad            | 10 g                               |
| Resolucion             | 10 g                               |
| Calibracion            | Calibracion externa                |
| Estructura del sensor  | Celda de carga                     |
| Alimentacion electrica | CA / bateria recargable            |
| Plataforma             | Plato o plataforma segun capacidad |

## Aplicaciones

Pesaje industrial / bodega

Control de recepción

Preparación de lotes

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)