



## Balanza - 15Kg - 0.1gr - B-01-02-09-0104

**Código:** B-01-02-09-0104

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Balanza de laboratorio 15000g × 0.1g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 15000g y legibilidad 0.1g.
2. Verifica alimentación 110/220 V o batería según tu uso.

15000g

0.1g

Pantalla LCD

RS232

## Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

| Especificación | B-01-02-09-0104 |
|----------------|-----------------|
| Modelo         | B-01-02-09-0104 |
| Configuración  | 15 kg - 0,1 g   |
| Capacidad      | 15 kg           |
| Legibilidad    | 0,1 g           |
| Resolución     | 0,1 g (100 mg)  |
| Tipo           | Precision       |

## Aplicaciones

Pesaje de laboratorio

Control de calidad

Preparación de muestras

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)