



Balanza - 20kg - 0.1gr - Externa - Belltronic

Código: B-01-02-09-0105

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio 20000g × 0.1g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 20000g y legibilidad 0.1g.
2. Verifica alimentación 110/220 V o batería según tu uso.

20000g

0.1g

Pantalla LCD

RS232

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-09-0105
Modelo	B-01-02-09-0105
Configuracion	20 kg - 0,1 g
Capacidad	20 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio

Control de calidad

Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)