



Balanza - 5000gr - 0.1gr - calib externa - Belltronic

Código: B-01-02-09-0404

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 5000 g × 0,1 g.

1. Confirma 5000 g / 0,1 g.

5000 g

0,1 g

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-02-09-0404
Modelo	B-01-02-09-0404
Configuracion	5000 g - 0,1 g
Capacidad	5000 g
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje

Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)