



Inteligente
capacidad Max. 6000g a 15000g
legibilidad : 0.1g a 1g (Depende del modelo)
01-02-09-0702 | Categorías: 0.1g/0.2g/0.5g |

Balanza - 10kg - 0.1gr - inteligente - calibracion externa - B-01-02-09-0702

Código: B-01-02-09-0702

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fuente tecnica sin tabla cuantificable para esta plantilla.

Validacion tecnica del modelo unico

1. Este producto se presenta como 1 modelo tecnico en la tabla actual.
2. La fuente de esta plantilla no incluye parametros tecnicos medibles suficientes para validar desempeño.
3. Capacidad observada en descriptor: 10 kg.

Características tecnicas clave

Fuente tecnica sin parametros cuantificables para esta plantilla.

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-09-0702
Modelo	B-01-02-09-0702
Configuracion	10 kg - 0,1 g
Capacidad	10 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Aplicaciones y alcance tecnico

- Caso recomendado: use este modelo cuando los valores observados en el descriptor cumplan su requerimiento de capacidad y resolucion.
- Capacidad observada en descriptor: 10 kg.
- Resolucion/division observada: 0.1 g.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)