



Balanza - 10kg - 1gr - Inteligente - Externa - Belltronic

Código: B-01-02-09-0705

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza inteligente 10 kg x 1 g.

1. Confirma 10 kg / 1 g.

10 kg

1 g

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-09-0705
Modelo	B-01-02-09-0705
Configuración	10 kg - 1 g
Tipo	Balanza de precision
Capacidad	10 kg
Legibilidad	1 g
Resolucion	1 g
Calibracion	Calibracion externa
Estructura del sensor	Celda de carga
Alimentacion electrica	CA / bateria recargable
Plataforma	Plato o plataforma segun capacidad

Aplicaciones

Pesaje

Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)