



Balanza - 15kg - 1gr - calibracion externa - belltronic - B-01-02-09-0706

Código: B-01-02-09-0706

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio 15000 g × 1 g, calibración externa.

1. Confirma capacidad 15 kg y legibilidad 1 g.
2. Platillo Ø 200 mm acero 304.

Platillo Ø 200 mm

RS232

Batería recargable

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-09-0706
Modelo	B-01-02-09-0706
Configuracion	15 kg - 1 g
Capacidad	15 kg
Legibilidad	1 g
Resolucion	1 g
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio
Control de calidad
Preparación de muestras

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)