



Autoclave portátil, de mesa, Cap 18L, Cam Ø260x270mm, 105-127°C, 220V 50Hz

Código: B-01-01-0080

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Autoclave portátil de mesa 18 L con control por temporización (105–127 °C, 0–99 min).

1. Confirma capacidad 18 L y cámara Ø260×270 mm.
2. Usa ciclo de temporización según tu carga.
3. Verifica alimentación 220 V.

18 L

105–127 °C

0–99 min

2 kW

Temporización

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Tipo con control de tiempo
Tipo	Tipo con control de tiempo
Capacidad máxima	18 L
Presión máx. de trabajo	0.165 MPa
Temp. máx. de trabajo	129°C
Presión nominal de trabajo	0.14 MPa
Temp. nominal de trabajo	126°C
Ajuste de temperatura	105–127°C
Método de calentamiento	Electricidad
Tiempo de esterilización	Temporizador manual
Tamaño de la cámara	Ø280x350 mm
Altitud	<2600 m
Control automático	No
Modo de apagado por bajo nivel de agua	Interruptor de nivel de agua
Accesorios estándar	Anillo de sellado de goma*1; Anillo de sellado de silicona tipo O*3; Junta grande*2; Tanque de desinfección*1
Consumo	2 kW (1.5 kW personalizable)
Voltaje / alimentación	AC220V; 50 / 60Hz (Estándar); AC110V; 50 / 60Hz (Opcional)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Tipo con control de tiempo
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	450x340x600 mm
Peso	13.5 kg
Tamaño del embalaje (An*Pr*Al)	400x400x670 mm

Aplicaciones

Esterilización de instrumental
Laboratorio / clínica
Medios de cultivo y vidrio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)