



Bano de agua termostatico 20L, T+5-99.9°C, Rang tiempo 1-999min, 470*305*100mm

Código: B-01-01-0151

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Baño de agua termostático de 20 L con 6 posiciones, control digital y temporizador. Pensado para calentamiento estable de muestras en laboratorio.

1. Confirma que necesitas ~20 L y 6 posiciones (doble fila).
2. Verifica el rango Ambiente +5 ~ 99,9 °C y temporizador hasta 999 min.
3. Revisa alimentación 220 V (u opción 110 V) y espacio de 530 × 365 × 195 mm.

Carcasa con recubrimiento anticorrosión.

Cámara de acero inoxidable 304.

Tapas anillo ajustables para distintos diámetros de vasos.

Pantalla de temperatura en tiempo real y cuenta regresiva.

Drenaje extensible oculto.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Destilación, secado y concentración de muestras químicas.

Ensayos bioquímicos y tinción a temperatura controlada.

Cultivo a temperatura constante y calentamiento de instrumentos pequeños.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)