



Baño de agua de temperatura constante, 32 L, 1500 W, 220 V

Código: B-01-01-02-020402

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Baño de agua de temperatura constante para mantener muestras y recipientes en una temperatura estable y uniforme en laboratorio.

Características

- Control de temperatura para uso de laboratorio.
- Cámara interior de acero inoxidable.
- Protección contra sobret temperatura y operación estable.

Especificaciones técnicas

SKU canónico de referencia	B2-01-010834.2 / B-01-01-02-020402
SKU antiguo / código físico	
Modelo interno	BellBano-36
Capacidad	32 litros
Rango de temperatura	RT+5~100 °C
Fluctuación de temperatura	≤±0,5 °C
Consumo	1500 W
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ±10 %, 50/60 Hz
Dimensiones internas	600 x 300 x 180 mm
Dimensiones externas	760 x 370 x 270 mm
Dimensiones de embalaje	820 x 440 x 310 mm
Peso neto	15 kg
Peso bruto	17 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)